

Technische Information

Hausser Öko Clean Dental ST schaumarm

Leistungstarker saurer Reiniger

Anwendungsgebiete:

Der Hausser Öko Clean Dental ST schaumarm entfernt Kalk, Urinstein, Rost, Algen, mineralische Ablagerungen u.v.m.
Einsetzbar zur Rohr- und Behälterreinigung.
Frei von Salzsäure und Lösungsmitteln.
Schaumarm!

Anwendungsweise:

Den Hausser Öko Clean Dental ST - Reiniger konzentriert oder verdünnt einsetzen.
Maschinelle Reinigung entsprechend der Bedienungsanleitungen der Maschinen durchführen.

Hinweis:

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen oder hochglanzpolierten Metallen einsetzen.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein!

Vor Frost schützen!

Technische Daten:

Aussehen: flüssig
Farbe: gelb
Geruch: charakteristisch
Erstarrungspunkt: ca. -4°C
Siedebeginn: ca. 98°C
Dichte: 1,14 g/m³

Ergänzende Unterlagen:

EU-Sicherheitsdatenblatt

Entsorgung:

Abfallschlüssel Nr.: 070601 – wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

Nr.: 200129 – Reinigungsmittel die gefährliche Stoffe enthalten

Belastete Lösungen müssen einer geeigneten Abwasserbehandlung zugeführt werden.

